


Catálogo Ortotex





ORTOTEX MEDICAL

Como Vds. saben, ORTOTEX MEDICAL, S.L. es una empresa con una amplia experiencia en el sector de ortopedia y farmacia, contando con una gran presencia en el mercado.

Tenemos un personal muy cualificado y trabajamos todos bajo la supervisión de nuestro director técnico el Dr. Vicente J. Rico Díaz (traumatólogo, ortopeda y cirujano) para conseguir la máxima calidad y diseño de nuestros artículos.


Nos complace presentarles este catalogo, en el que se recogen detalladamente todos los artículos que fabricamos en la actualidad. Les damos las gracias por confiar en ORTOTEX MEDICAL y quedamos a su disposición para atender cualquier consulta o sugerencia, cuya finalidad sea la mejora de nuestros productos. Todos nos esforzaremos para atenderle.



●●●●●●●●	04 Vestuario Sanitario
●●●●●●●●	10 Sabanillas y Sábanas Ajustables
●●●●●●●●	12 Cojines Antiescaras
●●●●●●●●	14 Cojines Poliuretano
●●●●●●●●	16 Cojines Doble Cara
●●●●●●●●	18 Cojines Lambskin
●●●●●●●●	20 Cojines Viscoelástica
●●●●●●●●	22 Cojines Viscoelástica- Cojín Lumbar
●●●●●●●●	24 Cojines Gel, Gel Silicona y Flotación Líquida
●●●●●●●●	26 Cojines Antiescaras Aire
●●●●●●●●	28 Botas, Patucos y Taloneras:
	28 Bota Antiescaras
	28 Patuco Antiescaras
	28 Botas Antiescaras Lambskin
	28 Patuco-Codera Antiescaras Lambskin
	28 Patuco Antiescaras Lambskin
	30 Codera Bicolor
	30 Talonera Curva y Cuadrada
	30 Cubre escayola
	30 Cubre-Vías
●●●●●●●●	32 Cabestrillos
●●●●●●●●	34 Tejidos Analérgicos
●●●●●●●●	36 Fundas y Protectores de Colchones
●●●●●●●●	38 Almohadas Cervicales y de Viaje
●●●●●●●●	42 Almohadas específicas
	42 Almohada para oreja
	42 Almohada ocular
	42 Separador de rodillas
●●●●●●●●	44 Incontinencia
	44 Pijama Antipañal
	44 Sábana Ajustable de Sujeción
●●●●●●●●	46 Cubre-Barandillas y Colchoneta Anticaídas
●●●●●●●●	48 Varios:
	48 Travesero Empapador
	48 Braga incontinencia
	50 Babero Impermeable Adulto
	52 Respaldo de Silla y Apoyabrazos Antiescaras
	52 Manopla
	52 Tacón de Marcha
	52 Muñequera
	52 Codera
	52 Empuñadura Muleta
	54 Camisón Hospitalario
	54 Cuña Postural
	54 Colchón de Celdas
	56 Arnéses de Sujeción
	62 Delegaciones

Vestuario Sanitario

Tallas



A: Contorno Pecho
B: Contorno Cintura
C: Contorno Cadera

Bata Botones Tapados Cuello Mao

BATA SEÑORA CUELLO MAO

MEDIDAS	SP	P	M	G	SG	EXG
HOMBRO	35-38	38-41	41-43	43-46	46-49	49-51
PECHO	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118	118-124
CINTURA	80-86	86-92	92-98	98-104	104-110	110-116
CADERA	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118	118-124

BATA CABALLERO CUELLO MAO

SP	P	M	G	SG	EXG
40-43	43-45	45-47	47-49	49-52	52-55
90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120
Hasta 100	Hasta 105	Hasta 110	Hasta 115	Hasta 120	Hasta 125

Bata Clásica

BATA SEÑORA CLÁSICA

MEDIDAS	SP	P	M	G	SG	EXG
HOMBRO	38	40	42	44	47	49
PECHO	106	112	116	122	126	132
CINTURA	102	108	114	120	124	128
CADERA	108	114	118	124	130	138

BATA CABALLERO CLÁSICA

SP	P	M	G	SG	EXG
43	46	49	52	56	59
120	126	130	136	140	146
116	120	125	130	136	142
120	124	130	136	142	148

Atención, son medidas de personas, no de prendas

En caso de duda de dos medidas pertenecientes a tallas diferentes, coger siempre la talla inmediatamente superior.

Composición:

Pol/Al. 67/33

Instrucciones de Lavado:



Lavado hasta 90°

Vestuario Sanitario




● Bata Botones Tapados Cuello Mao



● Bata Clásica

REFERENCIAS	SP	P	M	G	SG	EXG
Bata Botones Tapados Cuello Mao. Señora. Ref.	1773	1774	1775	1776	1777	1778
Bata Botones Tapados Cuello Mao. Caballero. Ref.	1768	1769	1770	1771	1772	1773
Bata Señora. Ref.	774-SP	774	775	776	777	777-EXG
Bata Caballero Ref.	769-SP	769	770	771	772	772-EXG



A: Contorno Pecho
B: Contorno Cintura
C: Contorno Cadera

Chaqueta Cremallera (Cuello Solapas o Pico)

CHAQUETA SEÑORA							CHAQUETA CABALLERO					
MEDIDAS	SP	P	M	G	SG	EXG	SP	P	M	G	SG	EXG
HOMBRO	35-38	38-41	41-43	43-46	46-49	49-51	40-43	43-45	45-47	47-49	49-52	52-55
PECHO	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118	118-124	90-95	95-100	100-105	105-110	110-115	115-120
CINTURA	80-86	86-92	92-98	98-104	104-110	110-116	Hasta 100	Hasta 105	Hasta 110	Hasta 115	Hasta 120	Hasta 125
CADERA	88-94	94-100	100-106	106-112	112-118	118-124						

Atención, son medidas de personas, no de prendas
En caso de duda de dos medidas pertenecientes a tallas diferentes, coger siempre la talla inmediatamente superior.

Composición:
Pol/Al. 67/33

Instrucciones de Lavado:


Lavado hasta 90°

Vestuario Sanitario



● Chaqueta Cremallera (Cuello Solapas o Pico)

REFERENCIAS	SP	P	M	G	SG	EXG
Chaqueta Cremallera. Señora. Ref.	798-SP	798-P	798-M	798-G	798-SG	798-EXG
Chaqueta Cremallera. Caballero Ref.	799-SP	799-P	799-M	799-G	799-SG	799-EXG



Chaqueta Cuello Botón y Pico

CHAQUETA SEÑORA							CHAQUETA CABALLERO						
MEDIDAS	SP	P	M	G	SG	EXG	SP	P	M	G	SG	EXG	
HOMBRO	38	41	45	47	50	52	46	49	52	55	59	63	
PECHO	102	108	114	120	126	132	120	126	134	142	148	156	
CINTURA	98	104	112	118	122	130	118	124	132	140	146	154	
CADERA	102	108	114	120	126	132	120	126	134	142	148	156	

Pantalón

PANTALÓN SEÑORA							PANTALÓN CABALLERO						
MEDIDAS	SP	P	M	G	SG	EXG	SP	P	M	G	SG	EXG	
CINTURA	86	90	98	108	116	124	102	108	112	120	124	130	
CADERA	110	118	124	128	134	138	126	132	140	144	150	158	
LARGO	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
TIRO	37	39	40	41	43	45	38	39	140	41	43	45	

Atención, son medidas de personas, no de prendas

En caso de duda de dos medidas pertenecientes a tallas diferentes, coger siempre la talla inmediatamente superior.

Composición:

Pol/Al. 67/33

Instrucciones de Lavado:



Vestuario Sanitario



● Pijama Botones

● Pijama Cuello Pico

REFERENCIAS	SP	P	M	G	SG	EXG
Pijama Botones Sra. Ref.	786-SP	786	787	788	789	789-EXG
Pijama Botones Cro. Ref.	782-SP	782	783	784	785	785-EXG
Pijama Cuello Pico Sra. Ref.	778-SP	778	779	780	781	781-EXG
Pijama Cuello Pico Caballero. Ref.	792-SP	792	793	794	795	795-EXG

Sabanillas y Sábanas Ajustables

Técnico

Sabanillas Antiescaras y Sábanas Ajustables Antiescaras

Indicaciones

Escaras y úlceras por decubito.

Protege la piel en la infancia y en la vejez.

Composición e Instrucciones de Lavado

Poliéster 100%

🧺 Lavado máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

Sabanilla Lambskin. (Ref. 1745)

Propiedades Principales

Libre de cromo, curtida con productos naturales que no irritan la piel.

Función ignífuga.

Disminuye la fricción y el deslizamiento.

Función higroscópica, absorbe la humedad generada por la transpiración. (30% aprox.)

Reduce la presión favoreciendo la adecuada ventilación de la zona afectada.

Función preventiva y coadyuvante.

Mantiene durante largo tiempo, la resistencia, densidad y suavidad.

Medidas

100cm aprox.

Indicaciones

Prevención de las “U.P.P.” (Úlceras Por Presión)

Postparto, Fístulas, Hemorroides etc.

Afecciones de tipo reumático.

Composición

Cara 1: Piel de Merino Australiano

Cara 2: Algodón 100% sanforizado (solo cojines)

Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada (solo cojines)

Instrucciones de lavado

🧺 Lavar en agua tibia de 10 a 30° C con un programa para lana y utilizar jabón-detergente neutro.

Secar a la sombra, no situar cerca de una fuente de calor.

Estirar o golpear suavemente sobre una superficie plana para recuperar la forma original.

Si se observan grumos en la lana, peinar suavemente con un peine de dientes claros para evitar el desprendimiento de la lana.

Sabanilla Doble Cara

Indicaciones

Prevención de úlceras por presión Protege la piel en la infancia y en la vejez.

Composición

Cara 1: Poliéster 100%

Cara 2: Poliéster 100%

Instrucciones de lavado

🧺 Lavado en agua fría sin centrifugar.

Sabanillas y Sábanas Ajustables



Sabanillas Antiescaras. Ref. en cuadro inferior



Sábana Ajustable Antiescaras

DIM. Colchón	80	90	105	120	135	150
Sábana Ref.	746	747	748	749	750	822



Sabanilla Doble Cara. Ref. en cuadro inferior



Sabanilla Lambskin. Ref. 1745

REFERENCIAS	50x70 cm	70x90 cm	90x150 cm	PIEZAS 1,50X15 m
Sabanillas Antiescaras. Ref.	734	735	736	745
Sabanilla Doble Cara. Ref.	634	635	636	

Técnico

● Cojines Antiescaras

Indicaciones

Los cojines Antiescaras Ortotex están indicados en la prevención de escaras y como coad-yuvante en el tratamiento de las mismas, en pacientes que han de permanecer largo tiempo en cama o silla de ruedas, postparto, hemorroides, fistulas, etc...

Composición

Cara 1: Poliéster 100 %

Cara 2: Algodón 100 %

Relleno: 100% Fibra de Poliéster 100% siliconado.

Composición Relleno Cojín Antiescaras Látex. (Ref. 825)

Látex 100%

Instrucciones de lavado

🧼 En agua fría sin centrifugar.

● Cojín Anillo Oreja. Ref. 11725

Indicaciones

Cojín antiescaras con forma de anillo para la oreja. Está indicado en la prevención de escaras en pacientes que han de permanecer largo tiempo tumbados o recostados sobre un lado.

Medidas

27 cm de diámetro

Composición y lavado como cojines antiescaras.



Cojín Antiescaras Anillo. Ref. 725



● **Cojín Antiescaras. Ref. 726**



● **Cojín Antiescaras Herradura. Ref. 727**



● **Cojín Antiescaras Cuadrado Agujero. Ref. 728**



● **Cojín Antiescaras Látex. Ref. 825**



● Cojín Anillo Oreja. Ref. 11725

Técnico

● Cojines Poliuretano “Confort and “Easy Cleaning”

Disponibles en color blanco y negro

Indicaciones

Los cojines Ortotex están indicados en la prevención de escaras y como coad-yuvante en el tratamiento de las mismas, en pacientes que han de estar largo tiempo en cama o silla de ruedas, postparto, hemorroides, fístulas, etc...

Se utiliza en silla de ruedas o en cualquier tipo de asiento, eligiendo el modelo adecuado.

Composición

Cara Exterior: Tejido de poliuretano, transpirable, ignífugo, etc.

Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada.

Instrucciones de lavado

Se puede limpiar con un paño o esponja húmeda, aunque también se puede lavar la funda en lavadora con agua fría sin centrifugar.

● Cojín Cuña para Coxis. Ref: (11770)

Indicaciones

Ideales para el coche o la oficina, alivia los dolores de la parte baja de la espalda y de las piernas. Hace bascular la pelvis hacia delante y ayuda a colocar la columna en la posición correcta. Tiene un corte en la parte trasera para conseguir que el coxis quede liberado de cualquier presión.

Medidas

43 x 37 x 6 cm.

Composición y lavado como cojines poliuretano.

●●●●●●●● **Cojines Poliuretano** “Confort and “Easy Cleaning”



● Cojín Poliuretano. Ref: 325



● Cojín Poliuretano. Ref: 326



● Cojín Poliuretano. Ref: 327



● Cojín Poliuretano. Ref: 328



● Cojín Poliuretano. Ref: 329



● Cojín Cuña para Coxis. Ref: 11770

Técnico

● **Cojines Doble Cara**



Acabado Cara 2 de todos los cojines.

Indicaciones

Los cojines Ortotex están indicados en la prevención de escaras y como coad-yuvante en el tratamiento de las mismas, en pacientes que han de estar largo tiempo en cama o silla de ruedas, postparto, hemorroides, fístulas, etc...
Se utiliza en silla de ruedas o en cualquier tipo de asiento, eligiendo el modelo adecuado.

Composición


Cara 1: Poliéster 100%

Cara 2: Poliéster 100%

Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada

Instrucciones de lavado

Lavado en agua fría sin centrifugar.



Técnico

Cojines Lambskin

Propiedades principales:

Libre de cromo, curtida con productos naturales que no irritan la piel.

Función ignífuga.

Disminuye la fricción y el deslizamiento.

Función higroscópica, absorbe la humedad generada por la transpiración. (30% Aprox.)

Reduce la presión favoreciendo la adecuada ventilación de la zona afectada.

Función preventiva y coadyuvante.

Mantiene durante largo tiempo, la resistencia, densidad y suavidad.

Indicaciones

Prevención de las “U.P.P.” (Úlceras Por Presión)

Postparto, Fístulas, Hemorroides etc.

Composición

Cara 1: Piel de Merino Australiano

Cara 2: Algodón 100% sanforizado (solo cojines)

Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada (solo cojines)

Instrucciones de lavado

 Lavar en agua tibia de 10 a 30° C. Con un programa para lana y utilizar jabón-detergente neutro.

Secar a la sombra, no situar cerca de una fuente de calor.

Estirar o golpear suavemente sobre una superficie plana para recuperar la forma original.

(Si se observan grumos en la lana, peinar suavemente con un peine de dientes claros para evitar el desprendimiento de la lana).

●●●●●●●● Cojines Lambskin



● Cojín Lambskin. Ref: 1725



● Cojín Lambskin. Ref: 1726



● Cojín Lambskin. Ref: 1727



● Cojín Lambskin. Ref: 1728



Cojines Viscoelástica

Técnico

Cojines Viscoelástica

Indicaciones

Espuma viscoelástica adaptable a la morfología corporal con efecto memoria y capacidad de recuperación de la forma original tras su uso, con termosensibilidad interactiva diatérmica.

Prevención y descarga de puntos de presión corporal por movilidad reducida y sedestación prolongada, alivio de presiones corporales que ayudan a evitar contracturas, molestias y dolor (lumbalgia, coccigodinia, escaras, úlceras, etc)

Medidas

42 x 42 x 7.5 cm

Composición

Relleno de Espuma Viscoelástica

(Densidad 50 kg/m³)

(Dureza 4.0 KPA)

Funda exterior Poliuretano Bielástico.

Instrucciones de lavado

 A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

 **Funda exterior:** Lavado convencional hasta 95°

 Esterilizable en autoclave hasta 120° puede limpiarse con paño o esponja húmeda.

 **Relleno:** Lavado a mano con agua templada y jabón neutro.

●●●●●●●●●● Cojines Viscoelástica



● Cojín Viscoelástica Anillo. Ref. 15725



● Cojín Viscoelástica Cuadrado. Ref. 15726



● Cojín Viscoelástica Ranirado. Ref. 15728



● Cojín Viscoelástica Herradura. Ref. 15729



● Cojín Viscoelástica Anatómico. Ref. 15727

Técnico

● Cojín Inyectado Viscoelástico Anatómico

(Ref. 1760 R-60 kg/m³ Ref. 1780 R-80 kg/m³)

Indicaciones

Cojines antiescaras de espuma viscoelástica de alta densidad inyectada con excelentes propiedades de “memoria de forma” y diseño anatómico, siendo muy eficaces en la distribución del peso del usuario evitando presiones excesivas consiguiendo una adecuada estabilidad pélvica. Tiene una gran capacidad de envolvimiento de la superficie corporal, lo que aumenta el área de contacto entre el cojín y el cuerpo y absorbe el impacto de las cargas.

Medidas 42 x 42 x 8 cm

Composición

Relleno de Espuma Viscoelástica

Cara exterior: tejido de poliuretano bielástico, transpirable, ignífugo, impermeable, etc

Instrucciones de lavado

Funda exterior: lavado convencional hasta 90°, esterilizable en autoclave hasta 120° puede limpiarse con paño o esponja húmeda.

● Cojín Viscoelástico Coxis

(Ref. 11760 R-60 kg/m³ Ref. 11780 R-80 kg/m³)

Indicaciones

Son muy eficaces en la distribución del peso del usuario evitando presiones excesivas consiguiendo una adecuada estabilidad pélvica. Tiene una gran capacidad de envolvimiento de la superficie corporal, lo que aumenta el área de contacto entre el cojín y el cuerpo.

Medidas, composición y lavado similar a referencia anterior.

● Cojín Lumbar Viscoelástico (Ref. 11771 ó Ref. 11772)

Indicaciones

Cómodo y agradable al tacto, este respaldo de espuma viscoelástica, se adapta a la forma de la zona lumbar proporcionando una sensación de bienestar y ayuda a mantener la curva natural de la columna vertebral. Previene el dolor de espalda al propiciar una postura correcta y es muy apropiado para aquellos que permanecen largo tiempo sentados en el coche, la oficina o en casa.


REF: 11772 Funda exterior negra: lavado convencional hasta 90°, esterilizable en autoclave hasta 120° puede limpiarse con paño o esponja húmeda.

REF: 11771 Funda exterior blanca: lavado en agua fría sin centrifugar. A máquina centrifugado máximo 90°

Medidas 37 x 34 cm

Composición y lavado similar a referencia anterior.

Cojines Viscoelástica- Cojín Lumbar



Cojín inyectado Viscoelástico Anatómico
Ref.1760 ó Ref. 1780



Cojín Viscoelástico Caxis
Ref.11760 ó Ref. 11780



Cojín Lumbar Viscoelástico
Ref. 11771



Cojín Lumbar Viscoelástico
Ref. 11772



Técnico

● **Cojín Gel-Cuadrado. Ref.760.**

● **Cojín Gel-Herradura Ref. 761**

(Incluyen Funda)

Composición

Polimero de Celulosa con Glicoles de diferentes pesos moleculares que gradúan la densidad.

● **Cojín Gel-Silicona Cuadrado. Ref. 758.**

● **Cojín Gel-Silicona Herradura. Ref. 759 (Incluyen Funda)**

Composición

Igual a las referencias anteriores con emulsión de silicona.

● **Cojín Flotación líquida Cuadrado. Ref. 860.**

● **Cojín Flotación líquida Herradura Ref. 861**

Composición

Espuma de poliuretano con agua destilada.

● **Fundas Cojines. Ref. 519**

Composición:

Terciopelo microvin tratado con teflón para repelar la humedad.

Instrucciones de lavado

Agua caliente hasta 90°.



Cojín Gel-Cuadrado. Ref.760



● **Cojín Gel-Herradura Ref. 761**




● **Cojín Gel-Silicona Cuadrado. Ref. 758**



Cojín Gel-Silicona Herradura. Ref. 759



Cojín Flotación líquida Cuadrado
Ref. 860



Cojín Flotación líquida Herradura
Ref. 861

Técnico

● Cojín Antiescaras aire rizo (Ref. 11726 / 11727 / 11728)

Indicaciones

Cojín destinado a dar confort de asiento al paciente mediante sus diferentes formas.

Composición

Policloruro de Vinilo 70%

Algodón 27%

Poliéster 3%

Instrucciones de lavado

Lavado en agua fría con jabón neutro, no centrifugar y no secadora

● Cojín de aire baja presión (Ref. 11758)

Indicaciones

Cojín destinado a la prevención de escaras en el cambio postural.

Medidas

43 X 43 X 3 cm

Composición

Relleno poliuretano de alta resistencia.

Funda exterior de poliuretano con base antideslizante.

Bomba de aire.

Instrucciones de lavado

Lavado convencional hasta 90°, esterilizable en autoclave hasta 120° puede limpiarse con paño o esponja húmeda.



Cojines Antiescaras Aire




Cojín Antiescaras Aire Rizo Ref. 11726



Cojín Antiescaras Aire Rizo Ref. 11727



Cojín Antiescaras Aire Rizo Ref. 11728



Cojín de Aire Baja Presión.
Incluye bomba de Aire. (Ref. 11758)

Botas, Patucos y Taloneras

Técnico

● Bota Antiescaras. (Ref. 731/1)

Composición

Poliéster 100 %

Instrucciones de lavado

🧺 A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

● Patuco Antiescaras. (Ref. 731)

Indicaciones

Prevención de úlceras de talón.

Composición

Poliéster 100%

Cierre Velcro

Instrucciones de lavado

🧺 A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

● Lambskin: Bota. (Ref. 1731 Derecho / Ref. 1731 Izquierdo), Patuco - Coder. (Ref. 1731) y Patuco Antiescaras. (Ref. 1731)

Propiedades Principales

Libre de cromo, curtida con productos naturales que no irritan la piel.

Función ignífuga.

Disminuye la fricción y el deslizamiento.

Función higroscópica, absorbe la humedad generada por la transpiración. (30% aprox.)

Reduce la presión favoreciendo la adecuada ventilación de la zona afectada.

Función preventiva y coadyuvante.

Mantiene durante largo tiempo, la resistencia, densidad y suavidad.

Indicaciones

Prevención de las "U.P.P." (Úlceras Por Presión) en talón y codo.

Composición

Cara 1: Piel de Merino Australiano

Cara 2: Algodón 100% sanforizado (solo cojines)

Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada (solo cojines)

Instrucciones de lavado

🧺 Lavar en agua tibia de 10 a 30° C. Con un programa para lana y utilizar jabón-detergente neutro.

Secar a la sombra, no situar cerca de una fuente de calor.

Estirar o golpear suavemente sobre una superficie plana para recuperar la forma original.

Si se observan grumos en la lana, peinar suavemente con un peine de dientes claros para evitar el desprendimiento de la lana.

Botas, Patucos y Taloneras



Bota Antiescaras. Ref. 731/1



Patuco Antiescaras. Ref. 731



Bota Lambskin.



Patuco - Codera Antiescaras
Lambskin. Ref. 1731

REFERENCIAS	P	M	G	SG
Bota Lambskin	1731 P	1731 M	1731 G	1731 SG

TALLAS	P	M	G	SG
Bota Lambskin	28 A 32	32 A 36	36 A 40	40 A 44



Patuco Antiescaras Lambskin.
Ref. 1731 Derecho o Izquierdo

Técnico

● Talonera Curva. (Ref. 755) Y Talonera Cuadrada. (Ref. 756)

Indicaciones

Mantiene el calcálneo en alto evitando el contacto del mismo con el colchón, ropa etc...
Prevención de escaras en talón.

Composición

Relleno: Goma espuma de alta densidad.
Funda: Poliéster 70% / Algodón 30%

Instrucciones de lavado

🧺 Funda a máquina, agua a 90° y esterilizable en autoclave.

● Patuco-Codera Bicolor. (Ref. 631)

Indicaciones

Prevención de Escaras en codo y talón.

Composición

Cara 1: Poliéster 100%
Cara 2: Poliéster 100%
Cinta: Algodón 100%

Instrucciones de lavado

🧺 Lavado en agua fría sin centrifugar.

● Cubre escayolas. Antebrazo. (Ref. 762), Brazo. (Ref. 763), Media Pierna. (Ref. 764) y Pierna Entera. (Ref. 765). Disponibles tallas infantiles

Indicaciones

El cubre-escayolas, debido a su sistema de soldado electrónico, le permite ducharse y bañarse con total comodidad, impidiendo que se moje su escayola.

Composición. PVC

● Cubre-Vías Codo . (Ref. 1763) y Cubre-Vías Mano. (Ref. 1762)

Indicaciones

Funda impermeable protectora para proteger del agua durante la ducha o baño a usuarios que mantengan colocada una vía intravenosa .

Composición

Policloruro de Vinilo 80,80% / Poliamida 3,80% / Poliéster 15,40%

Instrucciones de lavado

Lavado maximo 30° con jabon neutro, no secadora.

Botas, Patucos y Taloneras



Talonera Cuadrada. Ref. 756



Talonera Curva. Ref. 755



Patuco-Codera Bicolor. Ref. 631



REFERENCIAS	Ante-brazo	Brazo	Media Pierna	Pierna Entera
Cubre Escavolas	762	763	764	765
Infantiles	762/2	763/2	764/2	765/2



Cubre-Vías Codo . Ref. 1763



Cubre-Vías Mano. Ref. 1762

Técnico

● Cabestrillo Sin Inmovilizador. (Ref. 743)

Composición

Poliéster/algodón

Instrucciones de lavado

👤 A máquina, agua a 90°

● Cabestrillo Con Inmovilizador. (Ref. 720)

Composición

Poliéster 100%

Instrucciones de lavado

👤 A máquina

● Cabestrillo 3D Con o Sin Inmovilizador. (Ref.1720)

Composición

Tejido Transpirable de malla en forma 3D.

Instrucciones de Lavado

👤 A máquina, agua a 90°

Cabestrillos



Cabestrillo Sin Inmovilizador. Ref. 743



Cabestrillo Con Inmovilizador. Ref. 720



Cabestrillo. Ref. 1720

●●●●●●●● Tejidos Analérgicos

Técnico

● Tejidos Analérgicos

Los Artículos Analérgicos Ortotex, están fabricados con tejidos transpirables que dejan pasar el vapor de agua (Cara A) siendo al mismo tiempo una barrera infranqueable para Ácaros y demás componentes alérgicos del polvo doméstico (Cara B). Esto permite una doble acción sobre los Ácaros, aislarlos eficientemente e impedir el depósito de células escamosas sobre el Colchón y la Almohada, ya que estas contribuyen la base de la alimentación.

Indicaciones

Protección impermeable, transpirable y antialérgica.

Medidas

Colchón: Ancho (cm) : 80 - 90 - 105 - 120 - 135 - 150

Largo (cm) : 180 - 190 - 200

Almohada (cm) : 80 - 90 - 105 - 120 - 135 - 150

Composición

Los Tejidos Alergénicos Ortotex están recubiertos por las últimas generaciones de Poliuretano Transpirable que han sido fabricados con fórmulas especiales para responder ante todo a las necesidades Anti-Alérgicas, presentando además ventajas ecológicas al no contener PVC en su composición.

Tejido de plana, 50% poliéster - 50% algodón, blanqueado con recubrimiento de membrana de poliuretano microporoso, impermeable y transpirable, blanco.

Cara A: 50% Poliéster - 50% algodón

Cara B: Poliuretano transpirable

Instrucciones de lavado

En medio acuoso a 95° C. o esterilización a 125° con excelentes resultados.

● Ácaros

Son insectos pertenecientes a la clase de los Arácnidos.

La mayoría son de tamaño microscópico (250-450 micras). Este orden incluye más de 4.000 especies, siendo el género Dermatophagoides el más habitual del hábitat doméstico, aunque existen otros como Tyropagus, Glycyphagus, Euroglyphus, etc.

Su alimentación se basa fundamentalmente en las células de escamación de los seres vivos, la cual condiciona su hábitat. Los ácaros se encuentran en lugares ricos en fibras (naturales y sintéticas) son de la presencia de estas células tasa de humedad y calor sean constantes, como alfombras, moquetas, cojines y especialmente almohadas y colchones.

Su reproducción es mediante huevos. La hembra de ácaro produce de 30-60 huevos, los cuales eclosionan rápidamente produciendo una generación de adultos aproximadamente en 20 días.

La importancia de los ácaros para la salud humana radica en que estos son responsables de los alérgenos más frecuentes presentes en el polvo doméstico afectando a una gran cantidad de personas.


Esta acción alérgica se debe principalmente a sus excrementos que junto a restos de ácaros muertos se disgregan formando parte del polvo doméstico y actuando como principales promotores de respuesta alérgica en el ser humano (respuestas anafilácticas, como alteraciones respiratorias y en mucosas, etc.)

●●●●●●●● Tejidos Analérgicos



Tejidos Técnicos
Analérgicos para
la protección de
la almohada y el
colchón


● Tejidos Analérgicos



Recubrimiento
de poliuretano

Impermeabilidad

Transpiración



Los ácaros no
pueden
atravesar el
recubrimiento



Fundas y Protectores de Colchones

Técnico

● Funda, Media Funda y Protector Colchón Rizo

Indicaciones

Las fundas y protectores de colchón Ortotex son, higiénicos y absorbentes, protegiendo el colchón contra posibles micciones infantiles, incontinencia urinaria, hemorragias, etc...

Composición

Cara A: Rizo de algodón 100%

Cara B: Recubrimiento PVC

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

● Funda y Protector PVC

Composición

PVC

Instrucciones de lavado

Agua fría o mediante un paño húmedo o una esponja.



 Media Funda Colchón Rizo

Protector Colchón Rizo

REFERENCIAS/Medidas Colchón	80cm	90cm	105cm	120cm	135cm	150cm
Funda Colchón Rizo. Largo 180-190-200. Ref.	801	802	803	804	805	823
Media Funda Colchón Rizo. 180-190-200. Ref.		829	830			
Protector Colchón Rizo. Largo 180-190-200. Ref.	737	738	739	740	741	824



Protector Colchón PVC

REFERENCIAS/Medidas Colchón	80cm	90cm	105cm	120cm	135cm	150cm
Funda Colchón PVC. Ref.	006	007	008			
Protector Colchón PVC. Ref.	817	742	773			

Almohadas Cervicales y de viaje

Técnico

● Almohada Cervical. (Ref. 721) y Almohada Cilíndrica. (Ref.722)

Indicaciones

Comodidad y confort. Aumentan las horas de descanso.

Composición

Funda Exterior: Algodón 100%

Funda Interior: Poliéster 100%

Relleno: 100% Poliéster siliconado.

Instrucciones de lavado

Funda exterior agua caliente, funda interior y relleno agua fría sin centrifugar.

● Almohada Cervical Viaje. (Ref. 723) y Almohada Viaje Herradura. (Ref. 724)

Indicaciones

Un avance más en confort y descanso durante y después del viaje.

Composición

Funda Exterior: Algodón 100%

Funda Interior: Poliéster 100%

Relleno: 100% Poliéster siliconado.

Instrucciones de lavado

Funda exterior agua caliente, funda interior y relleno agua fría sin centrifugar.

● Almohada Viaje Hinchable. (Ref.816) y Almohada Hinchable Rizo Azul. (Ref.78816)

Indicaciones

Cómoda y fácil almacenaje ya que se puede guardar en bolso, guantera etc...

Composición

Flotador: PVC.

Funda: Algodón 100%.

Instrucciones de lavado

Funda Agua caliente hasta 90°

●●●●●●●● Almohadas Cervical y de viaje



● Almohada Cervical. Ref. 721
Funda. Ref. 521



● Almohada Cilíndrica. Ref. 722
Funda. Ref. 522



● Almohada Cervical Viaje. Ref. 723



● Almohada Viaje Herradura. Ref. 724



● Almohada Viaje Hinchable. Ref. 816



● Almohada Hinchable Rizo. Azul. Ref. 8816

Almohadas Cervicales y de Viaje

Técnico

Almohada Cervical Viscoelástica. (Ref. 11720) y (Ref. 11721)

Indicaciones

Es adecuada para todos aquellos que quieren prevenir las molestias cervicales y mejorar el sueño.

La espuma viscoelástica es sensible a la temperatura y se adapta a nuestro peso y forma. Conseguimos así un alivio de la presión, un correcto posicionamiento de las vértebras cervicales y una mejora de la circulación sanguínea.

Evita las tensiones en nuca y cuello, facilita la correcta posición para un buen descanso y proporciona una agradable sensación de ingravidez.

Ref: 11720 Almohada cervical viscoelástica 50 cm.

Ref: 11721 Almohada cervical viscoelástica 70 cm.

Composición

Relleno viscoelástico.

Funda exterior acolchada poliéster 100%.

Instrucciones de lavado

Lavado en agua fría sin centrifugar. A máquina centrifugado máximo 90°.

Almohada Viscoelástica Viaje. (Ref. 11722)

Indicaciones

Alivia problemas cervicales, dolores de cabeza, estrés, migraña y mejora la circulación sanguínea. Máxima adaptación y duración. Esta almohada viscoelástica de alta calidad puede llevarla a cualquier sitio por su reducido tamaño 40 x 25 x 10 cm.

Composición y Lavado similar a ref. anterior.

Almohada visco-copos. (Ref. 1004)

Indicaciones

Almohada de gran calidad confeccionada con mezcla de copos de viscoelástica y copos de fibra hueca siliconada. La combinación de estos materiales ofrece al durmiente una almohada cómoda, de firmeza intermedia, muy adaptable y suave, además de garantizar una correcta alineación de cabeza, cuello y espalda.

Composición

Relleno de copos viscoelásticos y fibra hueca siliconada

Funda exterior poliéster 100%, antialérgica, transpirable, higiénica etc.

Instrucciones de lavado

Lavar máximo a 30°

No usar lejía

No planchar

No usar secadora

No limpiar en seco

●●●●●●●● Almohadas Cervical y de Viaje



● Almohada Cervical Viscoelástica.
Ref. 11720 y Ref. 11721



● Almohada Viscoelástica Viaje.
Ref. 11722



● Almohada Herradura Viscoelástica
anatómica. Ref. 11724



● Almohada Visco-Copos. Ref. 1004

● Almohada Herradura Viscoelástica.
Ref. 11723 y Ref. 1723

Indicaciones

Se adapta a nuestro peso y forma. Alivia la presión y favorece la correcta circulación sanguínea. Evita las tensiones en nuca y cuello, facilita la correcta posición para un buen descanso. Para todos aquellos que quieren prevenir las molestias cervicales y mejorar la comodidad durante los viajes.

Composición

Relleno espuma viscoelástica con memoria de forma

Modelo Azul Ref. 11723. funda exterior terciopelo

Modelo Blanco Ref. 1723. funda exterior acolchado poliéster 100%

Instrucciones de lavado

Funda exterior lavado en agua fría sin centrifugar. A máquina centrifugado máximo 90°



Técnico

● Almohada para Oreja. (Ref. 11328)

Indicaciones

El orificio central reduce la presión en la zona de la oreja.

Medidas

50 x 42 x 11 cm

Composición

Funda exterior acolchada poliéster 100%

Relleno de fibra hueca siliconada

Instrucciones de lavado

Lavable a mano o a máquina, con detergente neutro, a 40°, NO centrifugar. Evitar productos abrasivos. Tolera secadora a temperatura reducida. No planchar. No usar lejía.

● Almohada ocular. (Ref. 11329)

Indicaciones

Evita la presión en la zona ocular.

Medidas

50 x 42 x 7 cm

Composición y lavado similar a referencia anterior.

● Separador de rodillas. Ref. 11332

Indicaciones

Asiento ortopédico: su tamaño es recomendado para cualquier tipo persona. Alivia las molestias de: piernas, rodillas, ciática, pelvis y cadera, etc. Alivia presión en las piernas cuando se duerme de lado. Funda transpirable; Reduce el calor durante el descanso.

Composición

Relleno espuma viscoelástica con memoria de forma

Funda exterior acolchado poliéster 100%.

Instrucciones de lavado

Lavado en agua fría sin centrifugar. A máquina centrifugado máximo 90°

●●●●●●●● Almohadas específicas



● Almohada para Oreja. Ref. 11328



● Almohada Ocular. Ref. 11329




● Almohada para Rodilla Ref. 11330



● Separador de Rodillas. Ref. 11332

Incontinencia

Técnico



A: Contorno Pecho
B: Contorno Cintura
C: Contorno Cadera

● Pijama Antipañal. Largo. (Ref. 002). Corto. (Ref. 0002)

TALLAS
PEQUEÑA (P)
MEDIANA (M)
GRANDE (G)
SUPER GRANDE (SG)

MEDIDAS/cm	P	M	G	SG
Hombro	46	50	54	58
Sisa	58	62	66	70
Cintura	60	64	68	72
Cadera	64	68	72	76
Tiro	70	74	78	82
Largo	142	146	150	154

Indicaciones

El pijama antipañal es cómodo para el usuario aunque no le permite acceder al pañal, pero si a las personas que le han de cuidar (bien sea en casa, en un centro geriátrico, etc). Quienes podrán hacer su trabajo con facilidad ya que les permite el cambio de pañal o asearlo sin tener que quitar el pijama solo abrir la cremallera colocada entre las piernas.

Se fabrica en dos calidades, una que ofrece cierta elasticidad y es muy confortable, mas aconsejable para uso domiciliario y otra fabricada con un tejido mas resistente para centros geriátricos etc, donde se le da al pijama un trato mas agresivo.

Instrucciones de lavado

- 🧺 No lavar a más de 40°
- 🧻 Temperatura máx. de planchado 150°
- ⚠️ No tratar el artículo con lejía
- Ⓟ Se puede lavar con Percloroetileno
- 🚫 No secadora

● Sábana Ajustable de Sujeción. (Ref. 753)

Disponibile en manga larga, manga corta y sin manga.

Indicaciones

Se sujeta al colchón (cualquier medida) impidiendo al paciente abandonar la cama o caerse de ella, así como el acceso al interior de la sábana y al pañal. No dificulta el movimiento de las extremidades superiores e inferiores, permitiendo al paciente incluso sentarse en la cama.

Se fabrica en un tejido que ofrece cierta elasticidad y es muy confortable.

No se aconseja su uso cuando el paciente tenga cierto grado de agresividad o excitación, para estos casos existe en el mercado otros productos.

Medidas

Disponibile en todas las tallas desde 80 a 150 cm. de ancho y cualquier medida de largo.


Instrucciones de lavado

- 🧺 No lavar a más de 40°
- 🧻 Temperatura máx. de planchado 150°
- ⚠️ No tratar el artículo con lejía
- Ⓟ Se puede lavar con Percloroetileno
- 🚫 No secadora

Incontinencia




Manga Larga/Pantalón Largo



Delante

Detrás

Manga Corta/Pantalón Corto




Delante

Detrás


● Pijama Antipañal. Largo. Ref. 002. Corto. Ref. 0002




● Sábana Ajustable de Sujeción. Ref. 753



Manga Larga



Manga Corta



Sin Manga



Cubre-Barandillas y colchoneta Anticaídas

Técnico

● Cubre-Barandillas. (Ref. 553) y Cubre-Barandillas Doble. (Ref. 1553)

Indicaciones

Protector acolchado para barandillas de cama. Protege al paciente de golpes contra las barandillas e impide introducir los brazos y piernas entre las barras de las mismas.

Composición

Goma-Espuma de alta densidad

Poliuretano de tapicería Ignífugo (M-2)

Sujeción por 3 cintas con cierres de clip ajustables.

Color: Beige.

Medidas

Largo: 1'50 cm - Ancho: 38 cm

Grosor: 3'5 cm

Instrucciones de lavado

Lavar con una esponja o paño húmedo enjabonado. Usar solo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes, blanqueadores, detergentes químicos o sprays abrillantadores.

● Colchoneta anticaídas. (Ref. 11553)

Indicaciones

La colchoneta de alta absorción de impactos Ortotex está diseñada para reducir el riesgo de lesiones producidas por caídas de la cama en adultos mayores que están en cuidado domiciliario. La colchoneta anticaídas Ortotex está fabricada con una capa gruesa de espuma de alta densidad que absorbe al máximo los impactos. Mantiene un ambiente más higiénico y seguro gracias a su resistente construcción de poliuretano fácil de limpiar y base antideslizante que mantiene siempre en su posición a la colchoneta sin importar el tipo de suelo, también dispone de tres correas con cierre clip para fijar al larguero y poderlo ajustar. El diseño plegable en tres partes de la colchoneta la hace fácil de guardar en cualquier lugar y sumamente cómoda de trasladar de un lugar a otro.

Composición

Relleno de goma espuma de alta densidad

Funda exterior tejido de poliuretano bielástico, transpirable, ignífugo, impermeable, etc.

Medidas

70 x 180 x 5 cm

Instrucciones de lavado

Funda exterior: lavado convencional hasta 90°, esterilizable en autoclave hasta 120° puede limpiarse con paño o esponja húmeda

Cubre-Barandillas y Colchoneta Anticaídas



● Cubre-Barandillas. Ref. 553



● Cubre-Barandillas Doble. Ref. 1553



● Colchoneta Anticaídas. Ref. 11553

Técnico

● Travesero Empapador Impermeable. (Ref. 552)

Indicaciones

Especialmente indicado en procesos de incontinencia urinaria. Protege la piel de las micciones, debido a su alta capacidad de absorción (3,5 litros/m²) y a su primera capa de tejido de rejilla que permite la inmediata penetración de los fluidos desplazando la humedad al interior del sándwich. Impermeable y absorbente.

Impide manchar sábanas, colchón o sillas de ruedas.

Composición

Cara superior: 100% Poliéster. Tejido de punto malla indesmallable (195 gr/m² ±5%) con tratamiento antibacterias / antihongos / antiacaros / anti malos olores

Guata interior: 20% Poliéster / 80% Polipropileno especial alta absorción (300 gr/m² ±5%)

Cara inferior: Resistente PVC impermeable / sobre tejido percal (50% Alg. / 50% Pter.) – (225 gr/m² ±5%)

Impermeable 100%:

Por su capa inferior de tejido recubierto de PVC o también plu. inducido de máxima resistencia, que garantiza la impermeabilidad al 100%.

Alta absorbencia: más de 3,5 litros/m²

Por su capa superior de Tejido de Rejilla indesmallable, especialmente estudiado para permitir la inmediata penetración de los fluidos al tiempo que desplaza la humedad al interior de sándwich y se mantiene seca.

Por su capa interior: Guata de especial concepción y composición con capacidad de absorción superior a 3,5 litros/m²

Ecológico

Por su condición de reutilizables (relavables durante años) sin perder sus cualidades. Contribuyen a la mejora del medio ambiente, reduciendo la basura en un 80% anual.

Instrucciones de Lavado

Lavable muchas veces varios años sin perder sus características técnicas, siguiendo las instrucciones de lavado abajo indicadas.

Por su estrecho grosor (±5mm), es de fácil manipulación y se puede lavar cómodamente en lavadoras domésticas.

No lavar a más de 60°

No precisa plancha

Secado a 40°

Lavado acuoso con agua y detergentes de uso doméstico (no agresivos)

No lavar en seco ni usar disolventes

● Braga incontinencia. (Ref. 11331)

Indicaciones

Braga higiénica impermeable destinada a la contención urinaria.

Tallas

XS – S – M – L – XL – XXL

Composición

Policloruro de Vinilo 97%. Caucho Sintético 3%

Instrucciones de Lavado

Lavado máximo 30° con jabón neutro, no secadora.

 Varios



 **Travesero Empapador Impermeable. Ref. 552**



Tallas
XS - S - M - XL - XXL

 **Braga Incontinencia. Ref. 11331**

Técnico

● **Babero Impermeable Rizo. (Ref.791)** Cierre Elástico, Cierre Corchete y Cierre Cintas

Indicaciones

Fabricado en talla única, dispone de un bolsillo que recoge los restos de comida que suelen caerse mientras el usuario se alimenta.

Composición

Rizo: Algodón 100%

Revestimiento: PVC

Instrucciones de lavado

Lavado acuoso hasta 90°. Esterilizable en autoclave

● **Babero Rizo Doble Cara. (Ref.791/2)** Cierre Elástico, Cierre Velcro

Composición

Tejido rizo 100% Algodón doble cara

Instrucciones de lavado

Normal a 30°

No utilizar lejía

Plancha suave Max. 110°

Solo usar percloroetileno

No usar secadora

● **Babero Poliuretano. (Ref.791/3)** Cierre Velcro, Cierre Corchete y Cierre Cintas

Composición

Tejido a la plana 50% Pol. 50% Alg. Blanqueado con recubrimiento de membrana de Poliuretano Microporoso, impermeable y transpirable

Instrucciones de lavado

En medio acuoso a 95° o esterilización a 125° con excelentes resultado

●●●●●●●● **Varios**



● **Babero Impermeable Rizo. Ref.791**



● **Babero Rizo Doble Cara. Ref.791/2**



● **Babero Poliuretano. Ref.791/3**



Técnico

● **Respaldo Silla. (Ref. 730) y Apoyabrazos Antiescaras. (Ref. 729)**

Indicaciones

Prevención de escaras en brazos y espalda en personas incapacitadas que han de permanecer en silla de ruedas.

Composición

Poliéster 100 %

Cintas: Algodón 100%

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

● **Manopla. (Ref. 733/1)**

Composición

Poliéster 100 %

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

● **Tacón de Marcha. (Ref. 744) (Tallas P. M. G.)**

Composición

Poliéster 100 %

Instrucciones de lavado

A máquina.

● **Muñequera .(Ref. 733) y Codera Antiescaras. (Ref. 732)**

Indicaciones Muñequera

Siempre que sea necesario inmovilizar las muñecas o pies del paciente, en la cama, silla de ruedas, goteo, etc... Indicadas en la prevención de escaras.

Indicaciones Codera

Prevención de escaras en codo.

Composición

Cara 1: Poliéster 100%

Cara 2: Algodón 100%

Cinta: Algodón 100%

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

● **Empuñadura Muleta**

Composición e Instrucciones de Lavado

Poliéster 100 %

A máquina.

●●●●●●●● **Varios**



● **Respaldo Silla Antiescaras.** Ref. 730



● **Apoyabrazos Antiescaras.** Ref. 729




● **Manopla Ref. 733/1**



● **Tacón de Marcha Ref. 744** (Tallas P M G)



● **Muñequera Antiescaras.** Ref. 733
● **Codera Antiescaras.** Ref. 732



● **Empuñadura Muleta**



Técnico

● Camisón Hospitalario. Blanco (Ref. 517/B). Azul. (Ref. 517/A)

Talla única

Indicaciones

Se usa tanto a nivel hospitalario como domiciliario.
Es muy cómodo de usar, cierra en la espalda con cintas.
No transparenta.

Composición

Composición: Poliéster 67% / Algodón 33%.



Instrucciones de Lavado

No lavar a más de 60°. Solo para el color blanco se puede utilizar lejía. Se puede lavar con Percloroetileno.
Temperatura máxima de planchado 150°
Secadora a temperatura reducida.

● Cuña Postural. (Ref. 554)

Medidas 50x60x20 y 50x60x15

Composición

Relleno: Goma espuma de alta densidad.
Funda exterior acolchada: Pol. 100%.

Instrucciones de Lavado

Lavado de la funda en agua fría sin centrifugar.

● Colchón de Celdas

Indicaciones

El uso de este colchón está indicado en personas encamadas o con poca movilidad, para conseguir un alivio de la presión.

Impermeabilidad garantizada. Puede usarse directamente en contacto con la piel o cubriéndolo con una sábana, que debe estar libre de pliegues.

Funda color blanco y azul.

Medidas 90x190

Composición

Cara 1: 50% Pol. 50% Alg. En color azul.

Cara 2: Tejido de plana 50% Pol. 50% Alg. Blanqueado con recubrimiento de membrana de Poliuretano Microporoso, impermeable, y transpirable en color blanco.

Es impermeable, transpirable y antialérgica.

Relleno: Fibra de Poliéster 100% Siliconado.

Instrucciones de Lavado

La funda lavable a máquina según instrucciones adjuntas en la etiqueta.

Para una mayor facilidad de lavado, las celdas pueden extraerse mediante una cremallera. Cuando se lave la funda, se aconseja cambiar el orden de las celdas para evitar el apelmazamiento de aquellas colocadas en la zona donde más presión se ejerce, a fin de amortiguar la presión.

●●●●●●●● **Varios**



● **Camisión Hospitalario.** Blanco Ref. 517/B. Azul. Ref. 517/A



● **Cuña Postural.** Ref. 554



● **Colchón de Celdas**

Arnéses de Sujeción

Técnico

Arnés Chaleco con cremallera. (Ref. 700)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido y transpirable, posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierres de diferentes colores para facilitar la colocación. El arnés chaleco, dispone de una cremallera en el pectoral, que también facilita su colocación y permite su adaptación sin que sea necesario desajustar las cinchas de sujeción.

Indicaciones

Indicado en pacientes con inestabilidades antero-laterales pudiendo ser adaptado a silla de ruedas y diferentes tipos de sillas y sillones de descanso.

Arnés Chaleco. (Ref. 701)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido y transpirable, posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierres de diferentes colores para facilitar la colocación.

Indicaciones

Indicado en pacientes con inestabilidades antero-laterales pudiendo ser adaptado a silla de ruedas y diferentes tipos de sillas y sillones de descanso.

Arnés Chaleco perineal. (Ref. 702)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido y transpirable, posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre de diferentes colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón abdominal unido a peto con hombreras y cincha perineal, en cuyos extremos posee cinchas con pasador y sistema de cierre que permite regular la sujeción deseada.

Indicaciones

Indicado en pacientes con inestabilidades antero-laterales pudiendo ser adaptado a silla de ruedas y diferentes tipos de sillas y sillones de descanso.

Arnés de Piernas. (Ref. 703)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido transpirable, compuesto por una placa lumbar con cinchas y hebillas para fijación en el respaldo de la silla o sillón, se desplaza por debajo de los glúteos hacia el perine abrazando los muslos de su interior hacia las caderas. En los extremos inferiores nacen las cinchas para muslos con correas de ratier en su extremo y hebillas de cierre y pasadores para regular su ajuste. Cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre de diferentes colores para facilitar su colocación.

Indicaciones

Indicado en pacientes que precisen mantener ambas piernas en abducción permanente.

●●●●●●● Arnés de Sujeción



Tallas	Contorno
1	64-138
2	79-168
3	89-178

● Arnés Chaleco con Cremallera Ref. 700



Tallas	Contorno
1	79-168
2	89-178

● Arnés Chaleco. Ref. 701



Tallas	Contorno
1	79-168
2	89-178

● Arnés Chaleco Perineal. Ref. 702



Tallas	Contorno de muslo
1	27-37
2	60-75
3	65-80

● Arnés de Piernas. Ref. 703

Arnéses de Sujeción

Técnico

Cinturón Abdominal abierto. (Ref. 704)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido y transpirable, posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre de diferentes colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón pélvico que sujeta al paciente a la silla de ruedas (sillas/sillones), permitiendo plena libertad de movimiento de la zona cervico dorsal.

Indicaciones

Indicado en pacientes con buen control antero lateral durante la sedestación con tendencia a deslizarse del asiento.

Cinturón Abdominal perineal. (Ref. 705)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido y transpirable posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre de diferentes colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón pélvico que sujeta al paciente a la silla de ruedas (sillas/sillones), permitiendo plena libertad de movimiento de la zona cervico dorsal.

Indicaciones

Indicado en pacientes con buen control antero lateral durante la sedestación con tendencia a deslizarse del asiento.

Cinturón Abdominal. (Ref. 706)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido y transpirable, posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre de diferentes colores para facilitar su colocación. Consta de un cinturón pélvico que sujeta al paciente a la silla de ruedas (sillas/sillones), permitiendo plena libertad de movimiento de la zona cervico dorsal.

Indicaciones

Indicado en pacientes con buen control antero lateral durante la sedestación con tendencia a deslizarse del asiento.

Arnés de Cama. (Ref. 709)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido y transpirable, posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre de diferentes colores para facilitar su colocación. Compuesta por 2 bandas superpuestas entre sí mediante cinchas.

Indicaciones

Indicado en pacientes encamados que precisan una sujeción que evite caídas o ausencia de la cama no deseadas permitiendo a su vez al paciente giros de un cuarto de vuelta a derecha o izquierda impidiendo posibles caídas.

Arneses de Sujeción



Infantil contorno 35-190

Adulto contorno 54-190

Cinturón Abdominal Abierto
Ref. 704



Tallas	Contorno
--------	----------

1	94-182
---	--------

2	104-192
---	---------

Cinturón Abdominal Perineal
Ref. 705




Tallas	Contorno
--------	----------

1	86-164
---	--------

2	96-174
---	--------

Cinturón Abdominal. Ref. 706



Tallas	Contorno
--------	----------

1	70-115
---	--------

2	115-140
---	---------

Arnés de Cama. Ref. 709



Arneses de Sujeción

Técnico

● Arnés muñeca. (Ref. 707)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido y transpirable posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre.

Indicaciones

Indicado en pacientes que precisan una sujeción completa a la cama, silla o sillón evitando la libertad de las manos fijándolos de forma relajada o firme, pudiendo utilizarse en una sola mano o ambas.

● Arnés tobillo. (Ref. 708)

Características

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster) semirrígido y transpirable posee cinchas de regulación y sujeción con hebillas de cierre.

Indicaciones

Indicado en pacientes que precisan una sujeción completa a la cama, silla o sillón evitando la libertad de las manos fijándolos de forma relajada o firme, pudiendo utilizarse en una sola mano o ambos.

●●●●●● Arnés de Sujeción



● Arnés de Muñeca. Ref. 707



● Arnés Tobillo Ref. 708



Delegaciones

Asturias • Galicia

Javier Rubio

Tel. 609 850 941

E-mail: crisnebar@crisnebar.com

Cantabria • Pais Vasco • La Rioja

Javier Martínez

Tel. 619 423 972

E-mail: dorbil09@gmail.com

Castilla y León

Fernando M. Marañón

Tel. 659 362 351

E-mail: fernandocyl@yahoo.es

Madrid

Luis Miguel Albertos Moreno

Tel. 696 716 834

E-mail: albertosluismiguel@gmail.com



Delegaciones



Granada • Jaen • Almería • Córdoba • Melilla • Ciudad Real • Extremadura

GERSA S.L.

Luis Miguel Enriquez de Luna

Tel. 958 796 031 - 627 244 929

E-mail: gerencia@gersa.es

OFICINA 958 287 725 / 655 932 351



Sevilla • Huelva • Málaga • Cádiz

José Rivero

Tel. 649 605 378

E-mail: jose.e.rivero@hotmail.com



Aragón • Murcia • Albacete • Comunidad Valenciana • Castilla La Mancha

Paco Toni

Tel. 629 654 800

E-mail: pacotoni@edosanitaria.com

E-mail: info@edosanitaria.com

OFICINA 968 619 863



Cataluña, Baleares y Canarias

Tel. 968 72 54 65

E-mail: ortotex_medical@hotmail.com



ORTOTEX MEDICAL

GERENTE:

FRANCISCO AMADOR SÁNCHEZ


DIRECTOR TÉCNICO, TRAUMATÓLOGO, ORTOPEDA, CIRUJANO:
VICENTE J. RICO DÍAZ

FÁBRICA Y OFICINAS:

C/ CEFERINO AMADOR, S/N. 30195 ARCHIVEL (MURCIA)

TEL. 968 72 54 65

ortotex_medical@hotmail.com



FÁBRICA Y OFICINAS:
C/ CEFERINO AMADOR, S/N. 30195 ARCHIVEL (MURCIA)
TEL. 968 72 54 65
ortotex_medical@hotmail.com



ORTOTEX MEDICAL